

ข้อปฏิบัติสำหรับ การใส่เฮดเกียร์

01

ใส่เฮดเกียร์อย่างน้อย 12-14 ชั่วโมงต่อวัน

02

นำเฮดเกียร์มาพบทันตแพทย์จัดฟันทุกครั้ง

03

หลีกเลี่ยงการใส่เฮดเกียร์ออกไปข้างนอก
เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้

04

ห้ามใส่เฮดเกียร์ขณะวิ่งหรือเล่นกีฬา และ
ระมัดระวังอย่าให้ผู้อื่นดึงเฮดเกียร์ขณะสวมใส่อยู่

05

สวมและถอดเฮดเกียร์อย่างระมัดระวัง เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เครื่องมือจัดฟันในช่องปากหลวม
หรือส่วนตะขอของเฮดเกียร์ที่มแทงปาก ใบหน้า
หรือดวงตา

06

หากเครื่องมือจัดฟันที่เชื่อมต่อกับเฮดเกียร์
หลวมหรือหาย ให้หยุดใช้เฮดเกียร์และติดต่อ
ทันตแพทย์จัดฟันทันที

07

ทำความสะอาดเฟสโบว์ด้วยน้ำอุ่นทุกวัน



กุญแจขยายขากรรไกรบน



เครื่องมือขยาย
ขากรรไกรบน

แผ่นรองคอ

สายรัดเฮดเกียร์



เฟสโบว์